

MOPS 电泳缓冲粉剂(10×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介:

MOPS 属于生物缓冲剂，经常用于配制 RNA 电泳缓冲液，3-(N-吗啉基)丙磺酸简称 MOPS，分子式为 C₇H₁₅NO₄S，分子量为 209.26，CAS 号为 1132-61-2。

MOPS 电泳缓冲粉剂(10×)由 MOPS、乙酸钠、EDTA 组成，未经 RNase free 处理，主要用于 RNA 电泳。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
MOPS 电泳缓冲粉剂(10×)	1L	RT	1 份	2 年

操作步骤(仅供参考):

- 1、溶解于 DEPC 处理水并补加 DEPC 处理水至 1L，即为 MOPS 电泳缓冲液(10×)。
- 2、用 DEPC 处理水稀释到 1×后使用。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、配制的缓冲液见光后易变黄，淡黄色完全可以使用，颜色过深后不宜使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

TruPAGE+LDS 蛋白上样缓冲液(4×)
Tris 凝胶缓冲液(4×, pH7.1-8.9)
Tris-甘油加样缓冲液(5×)
Tris-甘油加样缓冲液(2×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)