

Michel's 缓冲液(MTM)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

又叫 Michel's buffer、Michel's fixative、Michel's transport medium(MTM)、Michel's 固定液、Michel 运输保存液、米歇尔转运培养基，用于短期内(5 天内)非冻型保存组织的抗原性，免去常规固定液的固定和冷冻保存，特别适用于免疫荧光检测的组织样品的运输。

含硫酸镁、硫酸铵等成分，pH7.0。Michel 固定液不能杀死血液或样品中的病原物质，不能用于流式细胞分析。